

# Массажер для тела Defender Bio BD-01

Массажер для шеи и плеч

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед использованием внимательно прочитайте руководство и уделите больше внимания пункту «Уведомление о безопасности» для правильной работы и использования.

### Условия использования

Пожалуйста, не используйте во влажном или грязном состоянии, чтобы не возникало никаких проблем.

Не используйте этот продукт при комнатной температуре выше 40°C.

Не кладите продукт за пределы комнаты.

Не используйте массажер когда у Вас влажные руки. Не опускайте массажер на пол или в воду.

Не тяните массажер за кабель.

Не кладите на массажер тяжелые предметы.

### Нельзя использовать массажер в следующих случаях:

Пожалуйста, перед использованием устройства проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

Злокачественная опухоль.

Беременность или кормление грудью, период менструации.

Осложнённая болезнь.

### Примечание

Во время массажа массажная головка должна находиться рядом с двумя сторонами шеи. В противном случае, возможно, это приведет к боли.



Не спите во время массажа.

Пожалуйста, не пользуйтесь этим продуктом, когда плохо себя чувствуете.

Пожалуйста, не зажимайте массажные головки под локтем, коленом, грудью или животом.

Пожалуйста, не передвигайтесь во время массажа.

### Если произойдет следующее, немедленно прекратите использование продукта:

В случае если массажер неисправен необходимо нажать кнопку Вкл/Выкл и отсоединить от розетки.

В случае внезапного разбрызгивания воды на этот продукт или контроллер.

Если некоторые детали повреждены или если внутренние детали открыты.

Во время массажа чувствуете дискомфорт или возникает сильная боль.

Обнаружение любого ненормального состояния, такого как дым, специфический запах и т. д.

### Техника безопасности. Техническое обслуживание изделия.

Этот продукт может обслуживать только профессиональный сервисный работник.

Не разбирайте самостоятельно адаптере питания и кабель питания. Проверьте, соответствует ли адаптер питания указанному напряжению.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

Напряжение: 12 В

Входной ток: 1,5-2,0

Номинальная мощность: 24 Вт

## ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Проблема	Возможная причина	Решение
Массажер не работает	Продукт слишком горячий	Выключите прибор на 30 мин, после включите снова
	Вилка или розетка плохо подключены	Хорошо подключите в розетку
	Переключатель направления в среднем положении	Передвиньте направление влево или вправо

### Принцип работы:

Адаптер необходимо включить в розетку, а выходной конец штекера соединить к массажером; при использовании в автомобиле подключите автомобильный адаптер 12 В к розетке 12 В постоянного тока, штекер соедините с массажером.

Нажмите кнопку Вкл/Выкл на панели управления, массажер начнет работать.

Кнопкой смены направления движения роликов задайте нужное направление вращения.

Для включения нагрева используйте соответствующую кнопку на панели управления. После использования нажмите на кнопку Вкл/Выкл на панели управления, чтобы выключить прибор, а затем отключите адаптер питания.



Кнопка Вкл/Выкл

Кнопка смены направления движения роликов

Регулировка скорости

Кнопка нагрева

### ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

1. Истечение гарантийного срока (устанавливается со дня продажи товара потребителю).
2. Неправильное заполнение гарантийного талона.
3. Неправильное подключение в электросеть.
4. Нарушение сохранности гарантийных пломб и крепежных соединений корпуса, наличие следов вскрытия на внешних и внутренних поверхностях товара.
5. Аппаратура, предназначенная для работы в бытовых условиях, использовалась в профессиональных целях.
6. Повреждения вызваны попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
7. Нарушение в работе питающей электросети — 220 В ±10% (кроме стабилизаторов напряжения).
8. Вскрытие и ремонт товара произведены лицом, не уполномоченным на то фирмой-продавцом.
9. Неправильная эксплуатация или небрежное обращение.

10. Повреждение изделия в результате стихийных бедствий.

11. Наличие следов механического повреждения (падение, удар).

12. Неработоспособность подключаемых устройств других производителей

**Изготовитель:** Цзиньхуа Синбу Технолоджи Ко., Лтд.

Адрес: №1 Билдинг, Сяцзе Вилладж, Сяошунь Таун Цзиньдун Дистрикт, Цзиньхуа Сити, Чжецзян Провинс, Китай

**Импортер в РФ** / организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО "ТД Компания Дефендер" Адрес: 127030, г. Москва, ул.

Сушевская, дом 27, стр. 2, помещение III, комната 3, офис 63.

Производитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

При наличии механических повреждений претензии по товару не принимаются.

Гарантийный срок: 6 месяцев. Кепілдеме 6 ай.

Срок службы 6 месяцев. Қызмет мерзімі 6 ай.

Срок годности: 5 лет. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

Дата изготовления (месяц, год) и номер партии указаны на упаковке.

www.defender-global.com

