

Массажер для тела Defender Bio BD-02

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за покупку нашего массажера! Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием и обратите особое внимание на инструкции по безопасности для правильной эксплуатации и использования продукта.

Это руководство предоставляет пользователям безопасные и эффективные подходы к работе, поэтому, пожалуйста, сохраните его для будущих справок и запросов после прочтения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании массажера всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, в том числе:

1. Прочтите все инструкции перед использованием данного устройства.
2. Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.
3. Эксплуатируйте данное устройство только так, как описано в данном руководстве.
4. Поместите изделие на устойчивую, ровную поверхность. Чтобы защитить пол или ковер от повреждений, положите коврик под изделие.
5. Проконсультируйтесь с врачом перед использованием, если вы беременны, у вас есть кардиостимулятор или какие-либо другие проблемы со здоровьем.
6. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилок, а также если прибор неисправен или был поврежден каким-либо образом. Обратитесь к производителю за обслуживанием.
7. Не используйте это устройство, если вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения или принимали лекарства, которые ухудшают способность к мышлению.
8. Не позволяйте шнуру свисать с края стола и не прикасайтесь к горячим поверхностям.
9. Не ставьте на горячую газовую или электрическую плиту, или рядом с ней, а также в разогретую духовку.
10. Держите подальше от детей младше 12 лет и домашних животных.
11. Данное изделие не должно использоваться лицами весом более 120 кг.
12. Не используйте на открытом воздухе.
13. Всегда отсоединяйте шнур питания, когда устройство не используется.
14. Пожалуйста, утилизируйте ваш прибор надлежащим образом в соответствии с местными законами и правилами.
15. Обратитесь за дополнительной информацией на местные предприятия по переработке отходов и/или к производителю вашего прибора.

Использование и преимущества:

- Для снятия напряжения в спине и талии
- Для расслабления затекших мышц, особенно после упражнений.
- Чтобы облегчить боль в бедрах, шее и плечах и заставить их чувствовать себя комфортно.
- Чтобы облегчить боль, вызванную усталостью или ревматизмом.

Назначение:



Руки



Плечи



Талия



Бедра



Ноги

Способ использования:

1. Вставьте вилку в розетку питания.
2. Чтобы продвинуть переключатель, можно отрегулировать колесо для регулировки интенсивности массажа.
3. После использования, пожалуйста, выньте вилку из розетки.
4. Каждый массаж не может длиться более 15 минут, если массаж длится более 30 минут, чрезмерная степень массажа может быть слишком сильной для стимуляции мышц и нервов, что приводит к обратным результатам.

Внимание:

1. После использования и перед уборкой необходимо вынуть вилку из розетки.
2. Не использовать во влажных местах.
3. При использовании массажера детьми или пациентами с ограниченными возможностями следует обратить особое внимание.
4. При возникновении проблем в работе массажера немедленно прекратите его использование, свяжитесь с дистрибьютором или производителем. Производить самостоятельный ремонт строго запрещено.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛУЧАЯХ:

1. Истечение гарантийного срока (устанавливается со дня продажи товара потребителю).
2. Неправильное заполнение гарантийного талона.
3. Неправильное подключение в электросеть.
4. Нарушение сохранности гарантийных пломб и крепежных соединений корпуса, наличие следов вскрытия на внешних и внутренних поверхностях товара.
5. Аппаратура, предназначенная для работы в бытовых условиях, использовалась в профессиональных целях.
6. Повреждения вызваны попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
7. Нарушение в работе питающей электросети — 220 В \pm 10% (кроме стабилизаторов напряжения).
8. Вскрытие и ремонт товара произведены лицом, не уполномоченным на то фирмой-продавцом.
9. Неправильная эксплуатация или небрежное обращение.
10. Повреждение изделия в результате стихийных бедствий.

11. Наличие следов механического повреждения (падение, удар).

12. Неработоспособность подключаемых устройств других производителей

Изготовитель: Цзиньхуа Синбу Технолоджи Ко., Лтд.

Адрес: №1 Билдинг, Сяцзе Вилладж, Сяшунь Таун Цзиньдун Дистрикт, Цзиньхуа Сити, Чжецзян Провинс, Китай

Импортер в РФ / организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО "ТД Компания Дефендер" Адрес: 127030, г. Москва, ул. Суццевская, дом 27, стр. 2, помещение III, комната 3, офис 63.

Производитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

При наличии механических повреждений претензии по товару не принимаются.

Гарантийный срок: 6 месяцев. Кепілдеме 6 ай.

Срок службы 6 месяцев. Қызмет мерзімі 6 ай.

Срок годности: 5 лет. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

Дата изготовления (месяц, год) и номер партии указаны на упаковке.

www.defender.ru

